



**Simport**  
Depuis 1975 *Scientific inc.*




## UNISSETTE™ 35° et 45° angle

# Cassettes de tissus et de biopsie

Des fentes d'écoulement efficaces maximisent l'échange de fluide et assurent un drainage adéquat. Le couvercle monobloc intégré élimine le besoin de couvercles en acier séparés. Le loquet à déclic et la conception à charnière de l'UNISSETTE™ empêchent la séparation prématurée de la base et du couvercle et permettent une utilisation d'une seule main. Résistant à l'action chimique de la plupart des solvants histologiques.


### Spécifications

- Zone d'écriture antérieure à un angle de 35° ou **NOUVEAU** angle de 45°
- Compatible avec les imprimantes Leica
- Disponible dans QuickLoad™ Stack (bande adhésive)
- Grande languette avant pour une ouverture plus facile du couvercle
- Couvercle jetable facile à retirer
- Les cassettes de biopsie ont des ouvertures carrées de 1 mm pour maximiser l'échange de fluide
- Fabriqué en acétal




[www.simport.com](http://www.simport.com)

# Informations de commande



## Pour les imprimantes Leica

	Angle de 35° degrés			NOUVEAU angle de 45°	
	Tissu	Biopsie	Color	Tissu	Biopsie
QuickLoad™ piles 1000/Cs	M505-2T	M506-2T	○ Blanc	M525-2T	M526-2T
	M505-3T	M506-3T	● Rose	M525-3T	M526-3T
	M505-4T	M506-4T	● vert	M525-4T	M526-4T
	M505-5T	M506-5T	● Jaune	M525-5T	M526-5T
	M505-6T	M506-6T	● Bleu	M525-6T	M526-6T
	M505-7T	M506-7T	● Pêche	M525-7T	M526-7T
	M505-8T	M506-8T	● Tan	M525-8T	M526-8T
	M505-9T	M506-9T	● Gris	M525-9T	M526-9T
	M505-10T	M506-10T	● Lilas	M525-10T	M526-10T
	M505-11T	M506-11T	● Orange	M525-11T	M526-11T
	M505-12T	M506-12T	● Aqua	M525-12T	M526-12T



Notre cassette originale de 35° angle    Notre NOUVELLE cassette 45° angle

Le rose fluo, le vert fluo et le jaune fluo sont également disponibles.  
Des quantités minimales s'appliquent. Contactez-nous pour plus de détails.

## Accessoires

### M474 Moules de base en acier inoxydable

Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité pour une conductivité thermique optimale, les moules ont une surface hautement polie pour un retrait facile des blocs de paraffine.

No Cat.	Grandeur (mm)	Qté/Cs
M474-1	7 x 7 x 5	12
M474-2	15 x 15 x 5	12
M474-3	24 x 24 x 5	12
M474-4	30 x 24 x 5	12
M474-5	37 x 24 x 5	12



### M475 Moules de base jetables

Assez peu coûteux pour être jeté après utilisation, mais suffisamment solide pour être réutilisé.

No Cat.	Grandeur (mm)	Qté/Cs
M475-1	7 x 7 x 5	1000
M475-2	15 x 15 x 5	1000
M475-3	24 x 24 x 5	1000
M475-4	30 x 24 x 5	1000
M475-5	37 x 24 x 5	1000

