

Simport[®] Scientific

Simport



CONTENANT POUR LAMES DE MICROSCOPE

LOCKMAILER[™]

*Si vous tenez **VRAIMENT** à votre échantillon,
laissez-nous vous aider à **PROTEGER** son intégrité.*



Simport[®]
Scientific inc.
Depuis 1975

Une entreprise  familiale Canadienne

simport.com

CONTENANT POUR LAMES DE MICROSCOPE

LOCKMAILER

M950-4MA

Contenant en polypropylène

Fermeture en polyéthylène haute densité

Enfin un récipient polyvalent inviolable pour l'envoi, la coloration ou l'entreposage des lames de microscope.

Fabriqué en polypropylène extra-résistant et transparent, il peut contenir jusqu'à 4 lames standard de 3 x 1 po ou 75 x 25 mm verticalement. Les canaux intérieurs sont fendus pour garder les lames séparées en toute sécurité. Parfait également pour les systèmes pneumatiques et le transport des lames colorées entre le laboratoire et le cabinet du médecin.

Il est doté d'un bouchon étanche et à vis inviolable qui garantit votre tranquillité d'esprit lors du transport, de l'entreposage de vos lames ou lorsque quelqu'un aurait pu les manipuler à votre insu.

Peut également être utilisé sans le mécanisme de verrouillage inviolable. Pour un codage couleur, utilisez un Capinsert™ (voir la série T345) qui peut être inséré sur le dessus du bouchon. Dix couleurs différentes sont disponibles.

Le récipient est conçu pour une stabilité maximale sur une paillasse tout en ayant un volume interne de seulement 12 ml.

Dimensions : 35 x 87 mm H (1 3/8 pouces x 3 7/16 pouces H)



No cat.	Couleur	Qté/Pk	Qté/Cs
M950-4MA	Magenta	100	500

T345 Code de couleurs Capinsert™

Fabriqué en polypropylène

Le Capinsert™ est utilisé pour coder par couleur une multitude de produits Simport® selon vos besoins spécifiques. Il est inséré sur le dessus du bouchon et comporte une zone dépolie inscriptible pour l'identification de l'échantillon.



No cat.	Couleur	Qté/Sac
T345B	Bleu	500
T345GY	Gris	500
T345G	Vert	500
T345L	Lilas	500
T345O	Orange	500
T345P	Rose	500
T345R	Rouge	500
T345V	Violet	500
T345W	Blanc	500
T345Y	Jaune	500
T345AS	Assorti*	500

*Bleu, lilas, rouge, jaune et blanc

COMMENT UTILISER LE LOCKMAILER™



Poussez la languette attachée sur le côté du contenant.



Assurez-vous qu'il s'enclenche fermement.



Visser complètement le capuchon inviolable.



Lors de l'ouverture du contenant, l'anneau d'inviolabilité se détache du bouchon.



Le LockMailer™ peut également être utilisé sans la fonction d'inviolabilité.

Capinsert™ et LockMailer™ sont des marques déposées de Simport Scientific.



Une entreprise familiale canadienne

2588 Bernard-Pilon
Beloil, Québec
J3G 4S5
Canada

T-450 464-1723
F-450 464-3394
info@simport.com
www.simport.com

MKT-M950-4MALL1P2_FR - 06-2021 / Imprimé au Canada