


R225

Simport

Gamme de réservoirs de réactifs



Simport[®]

Depuis 1975

Scientific inc.

Une entreprise  familiale Canadienne

simport.com

Réservoir de réactifs pour automation

Emballage : Qté/Pqt 10 - Qté/Cs 50

Fabriqué en polypropylène

Pour les laboratoires qui procèdent à la collecte de fractions, au stockage de composés, à la réplication de plaques et aux applications de mélange. Convient pour une gamme de configurations de manipulation de liquide de 8 ou 12 canaux ou pour 96 et 384 puits. Idéal pour les embouts robotiques de petit volume utilisés dans les instruments de criblage à haut débit. Choisissez parmi un seul réservoir ou des modèles partitionnés pour plusieurs liquides.

Conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS, ils sont compatibles avec pratiquement toutes les procédures manuelles, ou avec les pipetteurs de liquides automatisés.

Fabriqué de polypropylène vierge naturel, offrant une faible adhésion, empêchant les échantillons d'adhérer sur les parois pendant l'éluion. Chimiquement inerte pour les applications de chimie combinatoire.


Caractéristiques

- Conçu pour les systèmes automatisés, offre une manipulation simple et économique des réactifs
- Fond conçu pour la canalisation du liquide, maximisant la récupération des réactifs avec pipettes
- À profil-bas
- Résistant aux produits chimiques et peut être entreposé à des températures jusqu'à -80 °C
- Autoclavable
- Peut être irradié par rayons gamma
- Certifié DNase/RNase et sans pyrogène

Couvercle





No Cat. **R225-15**
 Matériau Polystyrène de grade medical
 Format mm 127,8 x 85 x 9
 Qté/Pqt 10
 Qté/Cs 300





1 Réservoir

No Cat. **R225-1**
 Volume 190 ml
 Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4





8 Réservoirs

No Cat. **R225-3**
 Total Volume 180 ml
 Par réservoir 22 ml
 Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4




12 Réservoirs

No Cat. **R225-5**
 Total Volume 180 ml
 Par réservoir 15 ml
 Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4




96 Réservoirs

No Cat. **R225-7**
 Volume 195 ml
 Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4



384 Réservoirs

No Cat. **R225-9**
 Volume 185 ml
 Format mm 127,8 x 85,5 x 31,4



Une entreprise familiale Canadienne

2588 Bernard-Pilon
 Beloeil, Québec
 J3G 4S5
 Canada

T - 450 464-1723
 F - 450 464-3394
 info@simport.com
 www.simport.com